Tarayın, kullanmaya başlayın

Kullanım kılavuzu, uygulamalar ve servis desteği tek adreste.

medroco.com/d/VPC02

VivePad

Hızlı Başlangıç

Altı adımda ilk ölçüm

1

Şarj edin

İlk kullanımdan önce tam şarj edin. USB-C kablosunu takın; halkanın tamamı yeşil dalgalandığında pil doludur. Hızlı şarj ile 2,5 saate kadar %100. Adaptör kutuda yok; her 5 V USB adaptör uygundur.

2

Açın

Butona bir kez kısa basın. Halka gökkuşağı renklerinde dönmeye başladığında VivePad hazır. Kapatmak için yine kısa basın.

3

ViveLab'i kurun

Telefonda, tablette ya da bilgisayarda: iPhone, iPad, Android, macOS, Windows. İlk açılışta Bluetooth iznini verin.
medroco.com/uygulamalar/vivelab

4

Bağlanın, kaydedin

Medroco One hesabınızla giriş yapın, listeden VivePad'i seçin. Kişisel kullanımda “Cihazı hesabıma kaydet”, kurumda “Kurumuma kaydet”. Kayıt tamamlanmadan bağlantı sürmez.

5

Platforma çıkın

Önce platformu boş bırakın; VivePad kendini sıfırlar. Sonra ortaya çıkın, yüzünüz logoya dönük. Birkaç saniye hareketsiz durun; ağırlığınızı cihaz ölçer.

6

Ölçün

Statik Denge, Stabilite Limitleri ya da Countermovement Jump (CMJ) analizini seçin. Her ölçüm, Medroco One hesabınızda skorlanmış bir rapora dönüşür.

Işık halkası



Renkli yay dönüyor
Açılıyor, bekleyin



Gökkuşağı yavaşça dönüyor
Açık, bağlantı bekliyor

Halka karanlık
Bağlı, platform boş. Ya da cihaz kapalı

Mavi nokta, kırmızıya dönen yay
Bağlı. Işık, basınç merkeziniz



Dört renkli bölüm
Uygulamasız kullanım menüsü



Hedef yay, yeşil ya da kırmızı nabız
Uygulamasız etkinlik sürüyor



Yay dolu, beyaz damlalar akıyor
Şarj oluyor; renk pil seviyesidir



Halkanın tamamı yeşil, dalgalı
Pil dolu, kabloyu çıkarabilirsiniz



Yayın ucu nefes alıyor, damla yok
Şarj akımı yok; başka adaptör ya da kablo deneyin



Aralıklı mavi noktalar, nefes
Pil okunamıyor; bekleyin, sürerse kapatıp açın



Kısa kırmızı yay, sonra söner
Pil düşük; şarja takın



Kısık mavi ışık dönüyor
Güncelleme doğrulanıyor; kapanır, bekleyin



Kısık kırmızı yay kısalıyor
Buton basılı: yeniden başlatma. Bırakınca iptal



Kısık kehribar noktalar, nefes
Güvenli mod. Şarja takın; bekleyin ya da butona basın

Birkaç turuncu ışık, çift yanıp sönme
Kurtarma modu. Uygulamayla bağlanın; “Cihazınızı onaralım” der



Butona basınca üç kısa kırmızı
Onarım uygulamadan. Olmazsa yardım koduyla medroco.com/servis-talebi



Halka turuncu yanıp sönüyor
Sensör hatası. Kapatıp açın; sürerse servise yazın



Halka mavi yanıp sönüyor
Cihaz ayarı eksik; servise yazın



Halka kırmızı yanıp sönüyor
Hata. Kapatıp açın; sürerse servise yazın

Güvenli kullanım

Uyarı

Azami statik yük 400 kg. Sıçrama etkinlikleri 100 kg'ın altındaki kullanıcılar için önerilir. Platforma tek kişi çıkın. Yalnız düz, sert ve kuru zeminde kullanın.

Dikkat

Platformdayken butona basmayın; cihaz kapanır, ölçüm biter. Kablo takılıyken açılmamış cihaz şarj modundadır ve Bluetooth kapalıdır. Uygulama bulamazsa önce butonla açın.

Tüm güvenlik talimatları ve teknik özellikler kullanım kılavuzunda.

Destek
info@medroco.com

Kullanım kılavuzu ve uygunluk beyanı
medroco.com/d/VPC02